

**INFORMĀCIJA KLIENTIEM: NOSAKĀMIE RĀDĪTĀJI, IZMEKLĒJAMĀIS MATERIĀLS, TĀ UZGLABĀŠANA UN
TRANSPORTĒŠANA, PLĀNOTAIS IZPILDES GRAFIKS**

Nr.	Rādītājs	Materiāls	Nogādāšana darbadienās	Materiālu savācējs	Atbildes izsniegšanas diena, laiks	Piezīmes
Klīnika						
1.	STS izraisītāji	Uztriepe no uretras, dzemdes kakla kanāla, vagīnas u.c.pēc vajadzības	Nogādāt laboratorijā 24 st. laikā	Ārsts	2 darba dienu laikā pēc pl.20.00 *	Materiālu nodod pirms anibakteriālās terapijas *-gadījumos, kad ir nepieciešams konsultanta slēdziens izmeklēšanas rezultātu izsniegšana var aizkavēties līdz 3 darba dienām.
2.	Urīna analīze ar stripu un/vai sedimenta mikroskopija	Urīns vienreizējās lietošanas konteineros ar konservantu	Nogādāt laboratorijā 24 st. laikā	Pacients	Izmeklēšanas dienā pēc 18.00, ja paraugs pieņemts laboratorijā līdz 17.00. vai nākošajā darba dienā.	Vēlams savākt rīta vidējo porciju pēc rūpīgas roku un ģenitāliju tualetes. Dienas laikā savāktais urīns ir mazāk informatīvs!
Citoloģija						
1.	Citoloģija	Uztriepe no uretras, dzemdes kakla kanāla, vagīnas u.c. lokalizāciju uztriepes, aspirāti un nospiedumi	Nogādāt laboratorijā 24 st. laikā	Ārsts	5 darba dienu laikā pēc pl.20.00 *	*-gadījumos, kad ir nepieciešams konsultanta slēdziens izmeklēšanas rezultātu izsniegšana var aizkavēties līdz 5 darba dienām.
2.	Šķidruma citoloģijas PAP tests	Materiāls no dzemdes kakla/šķidruma citoloģijas konteiners (Cell Conservant vai analogs)	Nogādāt laboratorijā 24 st. laikā	Ārsts	7 darba dienu laikā pēc pl.20.00 *	*-gadījumos, kad ir nepieciešams konsultanta slēdziens izmeklēšanas rezultātu izsniegšana var aizkavēties līdz 10 darba dienām.

Nr.	Rādītājs	Materiāls	Nogadāšana darbadienās	Materiālu savācējs	Atbildes izsniegšanas diena, laiks	Piezīmes
Hematoloģija						
1.	Nepilna asins aina	Venozās asinis monovettē ar EDTA	Materiālu izmeklēšanai vēlams nogādāt 2 st. laikā. 18-25°C var uzglabāt līdz 24 st., 4-8°C – 7 dienas.	Medicīnas māsa	Izmeklēšanas dienā pēc 18.00, ja paraugs pieņemts laboratorijā līdz 17.00. vai nākošajā darba dienā.	Materiāla noņemšanu vēlams ņemt tukšā dūšā. Paraugu ar recekli un/vai hemolīzi izmeklēt nav iespējams.
2.	Pilna asins aina	Venozās asinis monovettē ar EDTA	Materiālu izmeklēšanai vēlams nogādāt 2 st. laikā. 18-25°C var uzglabāt līdz 24 st., 4-8°C – 7 dienas.	Medicīnas māsa	„Cito” analīze 1 st. laikā pēc izmeklējamā materiāla saņemšanas laboratorijā	Materiāla noņemšanu vēlams ņemt tukšā dūšā. Paraugu ar recekli un/vai hemolīzi izmeklēt nav iespējams.

20.01.2024.

Laboratorijas vadītājs: O.Ļakutina