


PARAUGA PAŅEMŠANA ŠĶIDRUMA CITOLOĢIJAS un CILVĒKA PAPILOMAS VĪRUSA (HPV) IZMEKLĒJUMIEM

1. Noslaukiet liekās gļotas un asinis no dzemdes kakla ar vates tamponu un viegli ievietojiet citoloģiskās birstītes centrālo daļu dzemdes kakla kanālā, lai īsākie sariņi varētu pilnībā kontaktēties ar dzemdes kaklu.
2. Citoloģisko birstīti ļoti viegli spiediet uz priekšu un pagriežiet to 5 reizes vienā virzienā. Nekad negriežiet birstīti uz priekšu un atpakaļ!!!
3. Ievietojiet birstītes galvu konservēšanas šķīdumā savākšanas konteinerā Cell Preservative Solution, Sure Path vai analogā.
4. Uz konteineru norādiet pacienta identifikāciju (vārds/uzvārds/personas kods/datums/nosūtījuma numurs) uz konteineru un nosūtiet uz MFD laboratoriju.



Uzmanību!

- Cik vien iespējams, izvairieties no paraugu savākšanas menstruāciju laikā un 24 stundas pēc zāļu lietošanas;
- Ja ir daudz gļotu un asiņu, pirms parauga ņemšanas noslaukiet gļotas un asinis ar vates tamponu (vajadzības gadījumā atkārtojiet 2-3 reizes); Ja ir daudz gļotu, bet ļoti mazas epitēlija šūnas, paraugi nav kvalificējami un paraugs jāiegūst no jauna.
- Materiālu ņemiet ļoti rūpīgi, lai pārliecinātos, ka citoloģiskajai birstītei ir noteikts spiediens uz ņemto daļu.
- Citoloģiskās birstītes centrālos sariņus ievietojiet dzemdes kakla kanālā tā, ka abas puses atrodas tuvu dzemdes kakla kanāla ārējai mutei, lai dzemdes kakla kanāla kopējā bojājuma vietā ņemtu pēc iespējas vairāk šūnu.
- Ja paraugu ņemšanas laikā ir acīmredzama dzemdes kakla asiņošana, paraugu ņemšanu nekavējoties pārtrauc.
- Normālos apstākļos mēģiniet izvairīties no atkārtotas paraugu ņemšanas īsā laika posmā, lai izvairītos no kļūdaini negatīviem rezultātiem.
- Nosūtījuma veidlapu aizpildiet, cik vien iespējams pilnīgāk, un pēc iespējas vairāk sniedziet attiecīgo klīnisko informāciju.

21.06.2023.

Laboratorijas galvenais ārsts O. Ļakutina